

## **Tiroir PVC (fond plein) - dimensions utiles (lpxh) 460x620x55 mm**

### **Informations produit**

› Tiroir PVC (fond plein) pour LKPV 65/14 - dimensions utiles (lpxh) 460x620x55 mm - nombre max : 13 pour LKPV 65,

2x13 pour LKPV 14 - prévoir 1 jeu de glissières "U" 9001761/57

Données techniques

DIMENSIONS ET POIDS

|                |   |
|----------------|---|
| Poids net (kg) | 4 |
|----------------|---|

LOGISTIQUE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Poids brut (kg) | 3 |
|-----------------|---|