


Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410



Informations produit

› Tiroir aluminium grand (fond perforé) IIRR210/310/410 -
dimensions utiles (lxpxh) 396x419x60 mm - nombre max : 2

pour IIRR210, 5 pour 310, 11 pour 410

Données techniques

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	396x419x60
-------------------------	------------

Poids net (kg)	1.5
----------------	-----

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	1.8
-----------------	-----