

## Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 559x460x55 mm

### Informations produit

- › Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi pour MRFV 55 - dimensions utiles (lxpxh) 559x460x55 mm - nombre max : 10
- › Tiroir aluminium avec fond plein pour une meilleure inertie thermique.
- › Façade transparente en plexi pour une meilleure visibilité des produits stockés.
- › Monté sur un système de glissières pour faciliter l'accès aux produits.
- › Équipé de séparateurs longitudinaux amovibles réglables sur toute la largeur du tiroir, et de curseurs plexi (sécables suivant la taille des compartiments désirés) avec logement pour étiquette d'identification.
- › Portes étiquettes clipsables sur façade du tiroir.
- › Facilité d'installation (insertion comme une grille + vis de blocage).
- › Charge maximum du tiroir 25kg.

## Données techniques

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	5
----------------	---

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x575x95
Poids brut (kg)	5.5