


## Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi - dimensions utiles (lxpxh) 403x370x100 mm



### Informations produit

- › Tiroir aluminium (fond plein) façade plexi pour LFKU / LFKV 39 - dimensions utiles (lxpxh) 403x370x100 mm - nombre max : 3 pour LFKU, 9 pour LFKV 39
- › Tiroir aluminium avec fond plein pour une meilleure inertie thermique.
- › Façade transparente en plexi pour une meilleure visibilité des produits stockés.
- › Monté sur un système de glissières pour faciliter l'accès aux produits.
- › Équipé de séparateurs longitudinaux amovibles réglables sur toute la largeur du tiroir, et de curseurs plexi (sécables suivant la taille des compartiments désirés) avec logement pour étiquette d'identification.
- › Portes étiquettes clipsables sur façade du tiroir.
- › Facilité d'installation (insertion comme une grille + vis de blocage).
- › Charge maximum du tiroir 25kg.

## Données techniques

---

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	5.8
----------------	-----

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	675x575x155
-----------------------------------	-------------

Poids brut (kg)	6.3
-----------------	-----